

Produktübersicht

FUMEDICA International

Fumalen® Polypropylen Koronar Fäden	Seite	2-3
Fumalen® Polyester Herzklappen Fäden	Seite	4-6
Pledgets – Teflon	Seite	7
Sternotomiedrähte – Normaldrähte, Titandrähte, Doppeldrähte	Seite	8-14

Péters Surgical

Hämostatischer Titan-Clip SLS-CLIP™	Seite	15
Hämostatischer Titan-Clip Clip 9	Seite	16
Applikatoren offen / endoskopisch (plus Sonderanfertigungen)	Seite	17-18
Gefäßklemmen NOVA CLIP / GREYHOUND	Seite	19-20
Flexible Klemme CYGNET, Gefäßklemmen, Intrack Einlagen	Seite	21-23
Enclose™ II Proximales Anastomose Device	Seite	24

Baxter

Ostene® – lokales Knochenhämostatikum	Seite	25
--	-------	----

Vivostat

Fibrin® Sealant	Seite	26
PRF® – Platelet Rich Fibrin	Seite	27
Application Kit	Seite	28
Preparation Kit	Seite	29
Application Unit & Processor Unit	Seite	30

SHARPOINT®

Messer für die Kardiochirurgie und Mikrochirurgie	Seite	31-32
Knochenwachs – Lukens®	Seite	33

TisgenX - Invengenx®

Bovine Pericardial Tissue Patch	Seite	34
--	-------	----

Bankverbindung:

Fumedica AG, Division INTER
 UBS Europe SE, 60306 Frankfurt
 SWIFT: SMHBDEFFXXX
 IBAN: DE51 5022 0085 3341 0200 14

Geschäftsführer Urs Christen
 Ust.-Id.-Nr.: DE 252 979 157
 Steuer-Nr.: 09408/33522
 MWSt CH: CHE-103.747.478 MWST

FUMEDICA Fumalen® – Nahtmaterial

Die hier angebotenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren und möglichen Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Fumalen® Polypropylen, monofil, doppelt armiert für die koronare Bypass- und Gefäßchirurgie

Die Vorteile

- Mikrotrokar Coro-Gold
- Nadel geriffelt mit Antihafteffekt
- neues kräuselarmes Polypropylen
- Faden optimal zur Nadelstärke



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
D13B-673K	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 6-0, 2xD13, 75 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
D13B-673XK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 6-0, 2xD13 verstärkte Nadel, 75 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
A13B-673XK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 6-0, 2xBDL13 verstärkte Nadel, 75 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
D9B-743K	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2x D9, 45 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
D9B-763K	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2xD9, 60 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
D9B-773K	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2xD9, 75 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
A9B-773K	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2xAS9, 75 cm, schwarze Nadel	36 Stück/Box
D6B-842B	Fumalen® Polypropylen monofil schwarz USP 8-0, 2xD6, 45 cm, schwarze Nadel	24 Stück/Box
D6B-862K	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 60 cm, schwarze Nadel	24 Stück/Box
A8B-842XK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xBDL8 verstärkt, 45 cm, schwarze Nadel	24 Stück/Box

Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen

Nadelbiegung	Nagellänge mm	Nadelfarbe	USP	Fadenlänge cm	Menge	Zusätzlich
A = asymptotisch H = Halbkreis D = 3/8 Kreis	6 = 6,4 mm 9 = 9,4 mm 13 = 12,6 mm	B = schwarz	5 = 5-0 6 = 6-0 7 = 7-0 8 = 8-0	4 = 45 cm 6 = 60 cm 7 = 75 cm	1 = 12 Stk. 2 = 24 Stk. 3 = 36 Stk. 4 = 48 Stk.	X = verstärkte Nadel L = Langpackung K = kräuselarm

Fumalen® Polypropylen - kräuselarm

Die Vorteile

- Kräuselarmes PP für besseres Handling
- Langpackung dadurch
 - optimierte einfachere Entnahme
 - weniger Memory-Effekt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
D13B-671LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 6-0, 2xD13, 75 cm	1 Faden/Pouch 12 Pouches/Box
D13B-672LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 6-0, 2xD13, 75 cm	2 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D13B-674LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 6-0, 2xD13, 75 cm	4 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D9B-771LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2xD9, 75 cm	1 Faden/Pouch 12 Pouches/Box
D9B-772LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2xD9, 75 cm	2 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D9B-774LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 7-0, 2xD9, 75 cm	4 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D6B-871LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 75 cm	1 Faden/Pouch 12 Pouches/Box
D6B-872LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 75 cm	2 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D6B-874LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 75 cm	4 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D6B-861LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 60 cm	1 Faden/Pouch 12 Pouches/Box
D6B-862LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 60 cm	2 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box
D6B-842LK	Fumalen® Polypropylen monofil blau USP 8-0, 2xD6, 45 cm	2 Fäden/Pouch 12 Pouches/Box

Die hier angebotenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren und möglichen Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen

Nadelbiegung	Nagellänge mm	Nadelfarbe	USP	Fadenlänge cm	Menge	Zusätzlich
A = asymptotisch H = Halbkreis D = 1/8 Kreis	6 = 6,4 mm 9 = 9,4 mm 13 = 12,6 mm	B = schwarz	5 = 5-0 6 = 6-0 7 = 7-0 8 = 8-0	4 = 45 cm 6 = 60 cm 7 = 75 cm	1 = 12 Stk. 2 = 24 Stk. 3 = 36 Stk. 4 = 48 Stk.	X = verstärkte Nadel L = Langpackung K = kräuselarm

Fumalen® Polyester Herzklappenfäden beschichtet

Die Vorteile

- oberflächenmodifizierte Taperpoint Nadel ist gewebe-gängiger als eine konventionelle Tapercut Nadel
- einfache Fadenentnahme durch optimierte Verpackung
- Ovale Pledgets aus Teflon



Artikel-Nr.	Bezeichnung - Aortenklappenfäden	Einheit
H17-2724C	Fumalen® Herzklappen -Fäden 2x weiss, 2x grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 4 Stk.
H17-2728C	Fumalen® Herzklappen -Fäden 4x weiss, 4x grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 8 Stk.
H17-2723C	Fumalen® Herzklappen -Fäden, einzeln grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	36 Folien je 1 Stk.

Artikel-Nr.	Bezeichnung - Mitralklappenfäden	Einheit
H26-2724C	Fumalen® Herzklappen -Fäden 2x weiss, 2x grün 2xH26mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 4 Stk.
H26-2728C	Fumalen® Herzklappen -Fäden 4x weiss, 4x grün 2xH26mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 8 Stk.
H26-2723C	Fumalen® Herzklappen -Fäden, einzeln grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	36 Folien je 1 Stk.

Die hier angebotenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren und möglichen Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Nadeltyp/Pledget	Verpackung	Faden- Typ
H = ½ Kreis Nadel HD = ¾ Kreis Nadel	17 = 17 mm 20 = 20 mm 26 = 26 mm	0 = 0 2 = 2-0 3 = 3-0	7 = 75 cm 9 = 90 cm	0 = taper point ohne Pledget 1 = taper cut ohne Pledget 2 = taper point mit Pledget 3 x 6 mm 3 = taper cut mit Pledget 3 x 6 mm	3 = 36 einzelne Fäden grün 4 = 10 Folien à 4 Fäden 2 x grün, 2 x weiss 8 = 10 Folien à 8 Fäden 4 x grün, 4 x weiss	Coated Non coated

Fumalen® Polyester Herzklappenfäden unbeschichtet

Die Vorteile

- Oberflächenmodifizierte Taperpoint Nadel ist gewebebegängiger als eine konventionelle Tapercut Nadel
- einfache Fadenentnahme durch optimierte Verpackung
- Ovale Pledgets aus Teflon



Artikel-Nr.	Bezeichnung - Aortenklappenfäden	Einheit
H17-2724N	Fumalen® Herzklappen -Fäden 2x weiss, 2x grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 4 Stk.
H17-2728N	Fumalen® Herzklappen -Fäden 4x weiss, 4x grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 8 Stk.
H17-2723N	Fumalen® Herzklappen -Fäden, einzeln grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	36 Folien je 1 Stk.

Artikel-Nr.	Bezeichnung – Mitralklappenfäden	Einheit
H26-2724N	Fumalen® Herzklappen -Fäden 2x weiss, 2x grün 2xH26mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 4 Stk.
H26-2728N	Fumalen® Herzklappen -Fäden 4x weiss, 4x grün 2xH26mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm, mit Pledgets 3x6 mm	10 Folien je 8 Stk.
H26-2723N	Fumalen® Herzklappen -Fäden, einzeln grün 2xH17mm, runde Spitze, USP 2-0, 75 cm mit Pledgets 3x6 mm	36 Folien je 1 Stk.

Die hier angebotenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren und möglichen Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Nadeltyp/Pledget	Verpackung	Faden- Typ
H = ½ Kreis Nadel HD = ¾ Kreis Nadel	17 = 17 mm 20 = 20 mm 26 = 26 mm	0 = 0 2 = 2-0 3 = 3-0	7 = 75 cm 9 = 90 cm	0 = taper point ohne Pledget 1 = taper cut ohne Pledget 2 = taper point mit Pledget 3 x 6 mm 3 = taper cut mit Pledget 3 x 6 mm	3 = 36 einzelne Fäden grün 4 = 10 Folien à 4 Fäden 2 x grün, 2 x weiss 8 = 10 Folien à 8 Fäden 4 x grün, 4 x weiss	Coated Non coated

Fumalen® Polyesterfäden für die Mitralklappenrekonstruktion (Péters like)

Artikel-Nr.	Bezeichnung – Mitralklappenfäden	Einheit
HD20-2914C	Fumalen Fäden für MKR 2x weiss, 2x grün, Silikonbeschichtet, 2xHD20mm, 3/8 taper cut, USP 2-0, 90 cm, ohne Pledgets	10 Folien je 4 Stk.
HD20-2918C	Fumalen Fäden für MKR 4x weiss, 4x grün, Silikonbeschichtet, 2xHD20mm, 3/8 taper cut, USP 2-0, 90 cm, ohne Pledgets	10 Folien je 8 Stk.

Die hier angebotenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren und möglichen Produkte dar.
Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Nadeltyp/Pledget	Verpackung	Faden- Typ
H = ½ Kreis Nadel	17 = 17 mm	0 = 0	7 = 75 cm	0 = taper point ohne Pledget	3 = 36 einzelne Fäden	C oated
HD = ¾ Kreis Nadel	20 = 20 mm	2 = 2-0	9 = 90 cm	1 = taper cut ohne Pledget	grün	N on coated
	26 = 26 mm	3 = 3-0		2 = taper point mit Pledget 3 x 6 mm	4 = 10 Folien à 4 Fäden 2 x grün, 2 x weiss	
				3 = taper cut mit Pledget 3 x 6 mm	8 = 10 Folien à 8 Fäden 4 x grün, 4 x weiss	

FUMEDICA - Pledgets

Pledgets, Teflon, steril verpackt

Die Vorteile

- Hochreines Teflon
- Speziell konditioniert
- Deutlich wenig Fusselbildung
- Sehr flexibel
- **Individuelle Größen können angefertigt werden**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
PL002	Pledget medium oval, 3x6 mm, steril, gelocht	6 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL023	Pledget medium oval, 3x6 mm, steril, nicht gelocht	6 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL006	Pledget softline rechteckig, 4,5x6 mm, steril, nicht gelocht	6 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL010	Pledget softline rechteckig, 4,5x9 mm, steril, nicht gelocht	6 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL012	Pledget softline rechteckig, 8x13 mm, steril, nicht gelocht	6 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL019	Pledget softline, rund, 6 mm Durchmesser steril, nicht gelocht	1 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL020	Pledget softline, rund, 6 mm Durchmesser steril, nicht gelocht	6 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL021	Pledget softline, rechteckig, 20x40 mm, steril, nicht gelocht	1 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL025	Pledget softline, rechteckig, 20x100 mm, steril, nicht gelocht	1 Stk./Pouch 6 Pouches/Box
PL029	Pledget medium, rechteckig, 8x150 mm, steril, nicht gelocht	2 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL033	Pledget softline, rechteckig, 8x150 mm, steril, nicht gelocht	2 Stk./Pouch 12 Pouches/Box
PL030	Pledget softline, rechteckig, 15x150 mm, steril, nicht gelocht	1 Stk./Pouch 6 Pouches/Box

softline = 0,7 mm Dicke

medium = 1,2mm Dicke

FUMEDICA – Sternotomiedrähte


Spezialdraht, extra flexibel, Nadel mit FB48

Die Vorteile

- Maximale Stabilität
- Spürbare Leichtigkeit bei der Anwendung
- Verbesserte Flexibilität
- Distanzfreie Cerclage
- **auf Wunsch auch in 60 cm Länge / oder mit anderen Nadeln lieferbar**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
KS1-745-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
KS1-745-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box
KS1-745-5	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x5 Stk./Box
KS1-745-6	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x6 Stk./Box
KS1-745-8	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x8 Stk./Box



FUMEDICA - Sternotomiedrahte

Spezialdraht, extra flexibel, mit kleiner Nadel (40mm) fur partielle Sternotomie

Die Vorteile

- Maximale Stabilitat
- Spurbare Leichtigkeit bei der Anwendung
- Verbesserte Flexibilitat
- Distanzfreie Cerclage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
KS4-745-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
KS4-745-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box

Spezialdraht, extra flexibel, doppelt armiert, mit kleinen Nadeln (40mm) fur partielle Sternotomie

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
2KS4-745-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
2KS4-745-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box

FUMEDICA - Sternotomiedrähte

Spezialdraht, extra flexibel, mit bewährter Standardnadel in 45 cm Länge

Die Vorteile

- Maximale Stabilität
- Spürbare Leichtigkeit bei der Anwendung
- Verbesserte Flexibilität
- Distanzfreie Cerclage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
HS1-745-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
HS1-745-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box
HS1-745-5	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x5 Stk./Box
HS1-745-6	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x6 Stk./Box
HS1-745-8	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x8 Stk./Box

Spezialdraht, extra flexibel, mit bewährter Standardnadel in 60 cm Länge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
HS1-760-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel, in 60 cm Länge, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
HS1-760-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7, mit Standardnadel in 60 cm Länge, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box

FUMEDICA - Sternotomiedrähte

Normaldrähte, Nadel HRT 48, innenschneidend

Die Vorteile

- Extra Schliff
- Hochwertiger Edelstahl
- Große Produktvielfalt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
SK1-545-1	Sternumdraht USP 5, 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
SK1-545-4	Sternumdraht USP 5, 45 cm, steril verpackt	12x4 Stk./Box
SK1-545-5	Sternumdraht USP 5, 45cm, steril verpackt	12x5 Stk./Box
SK1-545-6	Sternumdraht USP 5, 45 cm, steril verpackt	12x6 Stk./Box
SK1-545-8	Sternumdraht USP 5, 45 cm, steril verpackt	12x8 Stk./Box
SK1-645-1	Sternumdraht USP 6, 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
SK1-645-4	Sternumdraht USP 6, 45 cm, steril verpackt	12x4 Stk./Box
SK1-645-5	Sternumdraht USP 6, 45cm, steril verpackt	12x5 Stk./Box
SK1-645-6	Sternumdraht USP 6, 45 cm, steril verpackt	12x6 Stk./Box
SK1-645-8	Sternumdraht USP 6, 45 cm, steril verpackt	12x8 Stk./Box

Alternativ können alle Normaldrähte auch mit Nadel HS 48, außen schneidend (reverse cutting), (RS1-***.*) geliefert werden.

FUMEDICA - Sternotomiedrähte

Spezialdraht, Sternumdrähte doppelt armiert für Re-Verdrahtungen

Die Vorteile


- Doppelt armiert
- Kein aufwendiges Freipräparieren nötig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
2KS1-745-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
2KS1-745-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box

Spezialdraht, in Nahtmaterialbox

Die Vorteile

- Einzeln verpackte Drähte
- rund verpackt
- passend für Nahtmaterialgalerie



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
KS1-745-1-R	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 7 45 cm rund gepackt in Standardbox für Nahtgalerie, steril verpackt	12x1 Stk./Box

Spezialdraht, Sternumdrähte für adipöse Patienten mit sehr stabiler Nadel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
KDS4-945-1	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 9 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x1 Stk./Box
KDS4-945-4	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 9 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x4 Stk./Box
KDS4-945-5	Sternumdraht extra flexibler Draht, USP 9 45 cm, steril verpackt, Langpackung	12x5 Stk./Box

FUMEDICA - Sternotomiedrähte

Sternumdraht für Kinder - OP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
H36-145-1	Sternumdraht USP 1 Nadel HRS36, Draht 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
H36-245-1	Sternumdraht USP 2 Nadel HRS36, Draht 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
H36-245-4	Sternumdraht USP 2 Nadel HRS36, Draht 45 cm, steril verpackt	12x4 Stk./Box
HS1-375-1	Sternumdraht USP 3 Nadel HFBK48, Draht 75 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
D36-375-1	Sternumdraht USP 3 Nadel DDK36, Draht 75 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box

Titandrähte, Nadel HRT 48, innen schneidend

Die Vorteile

- Ideal für Chrom-/Nickelallergiker
- Hochreines Titan – Medical Grade 1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
TS1-545-1	Sternumdraht aus Titan USP 5 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
TS1-545-4	Sternumdraht aus Titan USP 5 45 cm, steril verpackt	12x4 Stk./Box
TS1-745-1	Sternumdraht aus Titan USP 7 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
TS1-745-4	Sternumdraht aus Titan USP 7 45 cm, steril verpackt	12x4 Stk./Box
TS1-945-1	Sternumdraht aus Titan USP 9 45 cm, steril verpackt	12x1 Stk./Box
TS1-945-4	Sternumdraht aus Titan USP 9 45 cm, steril verpackt	12x4 Stk./Box

FUMEDICA - Sternotomiedrähte

Doppeldrähte, Nadel DS 48


Die Vorteile

- Hohe Bruchsicherheit an der Verdrillung
- Große Auflageoberfläche im Sternum
- Doppelt USP 7
- Einfache Anwendung mit Twister



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
DS4-670-2	Sternumdraht Doppeldraht USP 6 2x30 cm, 12x2 Stück/Box, steril verpackt	12x2 Stk./Box
DS4-770-1	Sternumdraht Doppeldraht USP 7 2x30 cm, 12x1 Stück/Box, steril verpackt	12x1 Stk./Box
DS4-770-2	Sternumdraht Doppeldraht USP 7 2x30 cm, 12x2 Stück/Box, steril verpackt	12x2 Stk./Box
DS4-770-3	Sternumdraht Doppeldraht USP 7 2x30 cm, 12x3 Stück/Box, steril verpackt	12x3 Stk./Box
TDS4-770-1	Sternumdraht Doppeldraht USP 7 aus Titan 2x30 cm, 12x1 Stück/Box, steril verpackt	12x1 Stk./Box
TDS4-770-2	Sternumdraht Doppeldraht USP 7 aus Titan 2x30 cm, 12x2 Stück/Box, steril verpackt	12x2 Stk./Box
TDS4-770-3	Sternumdraht Doppeldraht USP 7 aus Titan 2x30 cm, 12x3 Stück/Box, steril verpackt	12x3 Stk./Box

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
S4-100	Twister, Drehgriff für Verdrillung der Doppeldrähte	1 Stk.



Hämostatischer Titan SLS-Clip™

Die Vorteile

- Hochreines Titan
- Chevron Form
- Atraumatisch
- Pyramidenförmige Innenseite



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
W6060-1	SLS Clip, micro, weiss	30 Magazine à 6 Clips
J1120-1	SLS Clip, klein, gelb	5 Cardiopacks à 24 Clips
J1180-1	SLS Clip, klein, gelb	30 Magazine à 6 Clips
R1120-1	SLS Clip, klein, weit, rot	5 Cardiopacks à 24 Clips
R1180-1	SLS Clip, klein, weit, rot	30 Magazine à 6 Clips
L5180-1	SLS Clip, klein-mittel, lila	30 Magazine à 6 Clips
B2120-1	SLS Clip, mittel, blau	5 Cardiopacks à 24 Clips
B2180-1	SLS Clip, mittel, blau	30 Magazine à 6 Clips
V3120-1	SLS Clip, mittel-groß, grün	20 Magazine à 6 Clips
O4120-1	SLS Clip, groß, orange	20 Magazine à 6 Clips

Hämostatischer Titan Clip9

Die Vorteile

- Hochreines Titan
- Chevron Form
- Atraumatisch
- Pyramidenförmige Innenseite
- Optimierte Entnahme des Clips aus dem Magazin



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
W9060	Clip9, micro, weiss	20 Magazine à 9 Clips
J9324	Clip9, klein, gelb	12 Cardiopacks à 27 Clips
J9180	Clip9, klein, gelb	20 Magazine à 9 Clips
R9324	Clip9, klein, weit, rot	12 Cardiopacks à 27 Clips
R9180	Clip9, klein, weit, rot	20 Magazine à 9 Clips
L9180	Clip9, klein-mittel, lila	20 Magazine à 9 Clips
B9324	Clip9, mittel, blau	12 Cardiopacks à 27 Clips
B9180	Clip9, mittel, blau	20 Magazine à 9 Clips
V9120	Clip9, mittel-groß, grün	20 Magazine à 6 Clips
O9120	Clip9, groß, orange	20 Magazine à 6 Clips

Clip-Zangen für SLS-Clip™ & Clip9 System

Größe	15 cm	20 cm		28 cm		28 cm rechtwinklig
Form						
Mikro	PW615-E	PW620-E	PWT 620-1B			
Klein	PJ 115-E	PJ 120-E	PJT 120-1B		PJT 128-1B	
Klein	PR 115-E	PR 120-E	PRT 120-1B		PRT 128-1B	
Klein/Mittel	PL 515-E	PL 520-E				
Mittel	PB 215-E	PB 220-E	PBT 220-1B		PBT 228-1B	PBC 228-E
Mittel/Groß		PV 320-E		PV 328-E		PVC 328-E
Groß		PO 420-E		PO 428-E		POC 428-E

Clip removing forceps

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
CR420-E	Instrument zur Entfernung von Titan Clips in 20 cm Länge	1 Stk.
CR428-E	Instrument zur Entfernung von Titan Clips in 28 cm Länge	1 Stk.

Endoskopische Anlagezangen für SLS-Clip™ und Clip9 System

Drehbar und zerlegbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
LCA SLS-1_33	5 mm System Clipanlagezange für die endoskopische Anwendung drehbar, zerlegbar, Länge 33 cm, für Vitalitec SLS Clip – gelb, klein	1 Stk.
LCA SLS-2_33	5 mm System Clipanlagezange für die endoskopische Anwendung drehbar, zerlegbar, Länge 33 cm, für Vitalitec SLS Clip – lila, klein-mittel	1 Stk.
LCA SLS-4_33	10 mm System Clipanlagezange für die endoskopische Anwendung drehbar, zerlegbar, Länge 33 cm, für Vitalitec SLS Clip – blau, mittel	1 Stk.
LCA SLS-5_33	10 mm System Clipanlagezange für die endoskopische Anwendung drehbar, zerlegbar, Länge 33 cm, für Vitalitec SLS Clip – grün, mittelgroß	1 Stk.
LCA SLS-6_33	12.5 mm System Clipanlagezange für die endoskopische Anwendung drehbar, zerlegbar, Länge 33 cm, für Vitalitec SLS Clip – orange, groß	1 Stk.

FUMEDICA Sonderanfertigung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
800.197	MIC Anlegezange mit Y-Griff für SLS/Clip9 Micro 5mm gerade	1 Stk.
800.198	MIC Anlegezange mit Y-Griff für SLS/Clip9 Micro 5mm gerade/distal 30° gewinkelt	1 Stk.
800.199	MIC Anlegezange mit Y-Griff für SLS/Clip9 Small 5mm gerade	1 Stk.
800.200	MIC Anlegezange mit Y-Griff für SLS/Clip9 Small 5mm gerade/distal 30° gewinkelt	1 Stk.
800.201	MIC Anlegezange mit Y-Griff für SLS/Clip9 Medium 5mm gerade	1 Stk.
800.202	MIC Anlegezange mit Y-Griff für SLS/Clip9 Medium 5mm gerade/distal 30° gewinkelt	1 Stk.



Operationsfederklemme NOVA CLIP®

Federklemme zur Einmalverwendung bei Operationen im peripheren und kardiovaskulären Gefäßsystem sowie bei allgemeinen chirurgischen Eingriffen.



Artikel-Nr.	Länge	Klemmenform	Klemmenlänge/ Schliesskraft	Einheit
N-10112	17 mm	Gerade	12 mm / 180g	15 Stk./Box
N-10113	16 mm	Gewinkelt	12 mm / 140g	15 Stk./Box
N-10108	24 mm	Gerade	17 mm / 270g	15 Stk./Box

Federklemme GREYHOUND® - einstellbar

Federklemme zur Einmalverwendung mit in drei Stufen einstellbarer Schließkraft.

- 1 = 1/2 Kraft (180g)
- 2 = 3/4 Kraft (270g)
- 3 = volle Kraft (360g)

Die gewählte Schließkraft wird in einem Fenster angezeigt.



Artikel-Nr.	Länge	Klemmenform	Klemmenlänge	Einheit
N-10157	18 mm	Gerade	6 mm	15 Stk./Box


Anlegezange für Federklemmen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
VSA-1805	Anlegezange für GREYHOUND / SOFIA Federklemmen, gerade, 19 cm	1 Stk.
VSA-185	Anlegezange für NOVACLIP Federklemmen, gerade, 19 cm	1 Stk.

Flexible Operationsklemme CYGNET®

Klemme mit teleskopartig aus- und einfahrbarem Schaft, wodurch die Klemme optimal in tiefen, offenen und engen Bereichen platziert werden kann. Durch das Einziehen des starren Schaftes ermöglicht der innere flexible Schaft die Platzierung des Klemmengriffs außerhalb des Arbeitsbereichs.







Artikel-Nr.	Länge	Klemmenform	Schliesskraft	Einheit
V-10183	39 cm	Gerade	33 mm	1 Stk.
V-10142	42 cm	Gerade	66 mm	1 Stk.
V-10143	43 cm	Gebogen	66 mm	1 Stk.
V-10151	45,7 cm	Gerade	86 mm	1 Stk.
V-10152	45 cm	Gebogen	86 mm	1 Stk.

Lambert-Kay Law, C-Curve zum Cross-Clamping bei MIC ACVB



Artikel-Nr.	Länge	Klemmenform	Schliesskraft	Einheit
VS00056	43 cm	Gerade	66 mm	1 Stk.
VS00057	45 cm	Gerade	86 mm	1 Stk.


Chirurgische Gefäßklemmen mit INTRACK atraumatischen Einlagen

Artikel-Nr.	Länge	Klemmenform	Schliesskraft	Einheit
N-10078V		Lambert-Kay, 66mm Maullänge	20,3 cm, an der Gelenk-schraube abgewinkelt	1 Stk.
N-10087V		Lambert-Kay, 66mm Maullänge	24,7 cm, an der Gelenk-schraube abgewinkelt	1 Stk.
N-10129V		Aortenklemme gebogen, 66 mm Maullänge	28,5 cm, 55 Grad gewinkelt, 103 mm,	1 Stk.
N-10135V		Aortenklemme gebogen, 86 mm Maullänge	30 cm, 55 Grad gewinkelt, extra groß	1 Stk.

Diese Klemmen stellen eine Auswahl der Intrack Serie aus ca. 40 Modellen dar.

INTRACK – Einlagen für Klemmen CYGNET® und Gefäßklemmen

Einlagen zur einmaligen Verwendung.
Atraumatische Okklusion.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
N-10125V	Traction, Traction/Soft, (weiß/blau), 33mm	20 Paar/Box
N-10126V	Traction, Traction/Soft, (weiß/blau), 66mm	20 Paar/Box
N-10141V	Traction, Traction/Soft, (weiß/blau), 86mm	20 Paar/Box
N-10127V	Conforming, Soft/Soft, (blau/blau), 33mm	20 Paar/Box
N-10128V	Conforming, Soft/Soft, (blau/blau), 66mm	20 Paar/Box
N-10147V	Conforming, Soft/Soft, (blau/blau), 86mm	20 Paar/Box
N-10121V	Double Traction, Traction/Traction, (weiß/weiß), 33mm	20 Paar/Box
N-10122V	Double Traction, Traction/Traction, (weiß/weiß), 66mm	20 Paar/Box
N-10146V	Double Traction, Traction/Traction, (weiß/weiß), 86mm	20 Paar/Box
N-10174V	Ultra, Super Soft/Traction, 66mm	20 Paar/Box
N-10175V	Ultra, Super Soft/Traction, 86mm	20 Paar/Box

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
25005	Verbindungsstück, 2x Luer männlich zum Anschluss der Cygnet flexiblen Aortenklammer an die Dauerspülung	1 Stk.

Enclose™ II Proximales Anastomose Device

Die Vorteile

- Proximales Anastomose Device für die Anlage mehrerer zentraler Anastomosen
- ohne seitliches Ausklemmen der Aorta
- minimiert Aortenmanipulation und somit die Gefahr von PlaqueeMBOLISATION
- einfach zu bedienen & sicher in der Anwendung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
EN235V	Enclose Kit mit 3,5mm Aortic Punch Size (Inhalt: je 1 Enclose Device, Actuator Tool, 14g Nadel, 3,5mm Aortic Punch)	5 Stk./Box
EN240V	Enclose Kit mit 4,0mm Aortic Punch Size (Inhalt: je 1 Enclose Device, Actuator Tool, 14g Nadel, 4,0mm Aortic Punch)	5 Stk./Box
EN245V	Enclose Kit mit 4,5mm Aortic Punch Size (Inhalt: je 1 Enclose Device, Actuator Tool, 14g Nadel, 4,5mm Aortic Punch)	5 Stk./Box

Baxter Ostene® - Knochenhämostase

Knochenhämostase Material

Die Vorteile

- Lokale Knochenhämostase durch mechanische Barriere
- wasserlösliches Copolymer
- Synthetisch enthält kein Bienenwachs
- Nach 48 Stunden aufgelöst



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
BW-012	Ostene®, weiß, 2,5 Gramm, einzeln steril verpackt	12 Stk./Box
CT-410	Ostene®, weiß, 3,5 Gramm, einzeln steril verpackt	10 Stk./Box




Vivostat® Fibrin Sealant (Preparation Kit & Application Kit)

Das vollautomatische Vivostat®-System bereitet 5-6 ml autologes Fibrinversiegelungsmittel aus 120 ml Eigenblut des Patienten in ca. 24 Minuten zu.

Die Vorteile

- Ausgezeichnetes Sicherheitsprofil und hohe Biokompatibilität
- Einzigartige und vielseitige Anwendungsgeräte
- Überlegende physikalische Eigenschaften



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	
VS 302	Fibrin Set	10 Stk./Box	
VS 312	Fibrin Set – Concorde	10 Stk./Box	
VS 323	Fibrin Set – Endoscopic	10 Stk./Box	

Vivostat®






Vivostat PRF® – Platelet Rich Fibrin (Preparation Kit & Application Kit)

Thrombozyten und Wachstumsfaktoren werden seit vielen Jahren eingesetzt, um die Regeneration von Gewebe zu unterstützen und die Knochenbildung anzuregen.

Die Vorteile

- Kombination der Vorteile von Blutplättchen und Fibrin
- Überlegene Anwendungsleistung









Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	
VS 400	PRF® Set	10 Stk./Box	
VS 410	PRF® Set – Concorde	10 Stk./Box	
VS 420	PRF® Set – Endoscopic	10 Stk./Box	
VS 422	PRF® Set – Co-Delivery	10 Stk./Box	
VS 510	Vivostat® Split Kit	20 Stk./Box	

Vivostat®

Vivostat® Application Kit



Das Einwegset besteht aus zwei Teilen: Einem Vorbereitungs-Kit, mit dem die Fibrinversiegelung oder PRF®-Lösung vor der Operation vorbereitet wird, und einem Applikations-Kit, mit dem die Fibrinversiegelung/PRF®-Lösung aktiviert und angewendet wird.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	
Application Kit (inkl. aller notwendigen Komponenten für die Applikation)			
VS 305	Spraypen® Kit	4 Stk./Box	
VS 315	Spraypen® Kit – Concorde	4 Stk./Box	
VS 325	Endoscopic Kit	4 Stk./Box	
VS 335	Spraypen® Kit – Co-Delivery	4 Stk./Box	
VS 345	Endoscopic Kit – Straight	4 Stk./Box	
VS 355	Endoscopic Kit – Co-Delivery	4 Stk./Box	

Vivostat®

Vivostat® Preparation Kit

Das Einwegset besteht aus zwei Teilen: Einem Vorbereitungs-Kit, mit dem die Fibrinversiegelung oder PRF®-Lösung vor der Operation vorbereitet wird, und einem Applikations-Kit, mit dem die Fibrinversiegelung/PRF®-Lösung aktiviert und angewendet wird.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	
Preparation Kit (Inkl. aller notwendigen Komponenten für die Vorbereitung)			
VS 306	Fibrin Preparation Kit	10 Stk./Box	
VS 406	PRF® Preparation Kit	10 Stk./Box	

Vivostat®

Vivostat® Applicator Unit and Processor Unit

Vivostat hat das revolutionäre Co-Delivery-System entwickelt, das es ermöglicht, eine gewünschte Substanz zusammen mit Vivostat® Fibrin Sealant oder Vivostat PRF® (Platelet Rich Fibrin) zu verabreichen.


- Kein Thrombin
- Die Wirkung der Fibrinmembran
- Gezielt auf betroffene/erwünschte Bereiche
- Verbesserte Compliance

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	
APL 400	Applicator Unit	1 Stk.	
APL 404	Applicator Unit – Co-Deliver	1 Stk.	
PRO 800	Processor Unit	1 Stk.	
VS 220	Endoscopic Applicator Handle	1 Stk.	
VS 222	Foot Switch	1 Stk.	

SHARPOINT® – Messer

Die Vorteile

- Spezielle Messer für Mikro- und Kardiochirurgie
- Extrem feingeschliffen



Einmal-Messer für Mikro- und Kardiochirurgie

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
72-1501	Microsurgicalknife 15° Messer mit Griff	6 Stk./Box
72-2201	Microsurgicalknife 22,5° Messer mit Griff	6 Stk./Box
72-3001	Microsurgicalknife 30° Messer mit Griff	6 Stk./Box
72-4501	Microsurgicalknife 45° Messer mit Griff	6 Stk./Box
72-1502	Microsurgicalknife 15° blade & tip Messer	6 Stk./Box
72-1532	Microsurgicalknife 15°, 3mm blade & tip Messer	6 Stk./Box
72-2202	Microsuricalknife 22.5°, blade & tip Messer	6 Stk./Box
72-3002	Microsurgicalknife 30°, blade & tip Messer	6 Stk./Box
72-4502	Microsurgicalknife 45°, blade & tip Messer	6 Stk./Box
74-1000	Microsurgicalknife Sharptome gerade, mit Griff	6 Stk./Box
74-5000	Microsurgicalknife Sharptome gerade, nur Klinge	6 Stk./Box

Wiederverwendbare Griffe für Sharpoint®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
92-9000	Sharpoint Griff – Standardaufnahme für alle Modelle, 9,5 cm	1 Stk.
92-9003	Sharpoint Griff – Standardaufnahme für alle Modelle, 16,5 cm	1 Stk.
92-9235	Sharpoint Griff – Standardaufnahme für alle Modelle, 23,5 cm	1 Stk.

SHARPOINT® – Messer

Die Vorteile

- Spezielle Messer für Mikro- und Kardiochirurgie
- Extrem feingeschliffen
- Sicherheitsmechanismus zum Anwenderschutz



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
82-1501G	Microsurgikalknife 15° Messer mit Griff	5 Stk./Box
84-1010G	Microsurgikalknife Sharptome gerade, mit Griff	5 Stk./Box

LUKENS® - Knochenwachs

Die Vorteile

- Zur mechanischen Blutstillung
- Weich, leicht zu formen und anzuwenden




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit
903	Knochenwachs, weiß, 2,5 Gramm, einzeln steril verpackt	12 Stk./Box
901	Knochenwachs, gelb, 2,5 Gramm, einzeln steril verpackt	12 Stk./Box

TisgenX - Invengen[®] - Bovine Pericardial Tissue Patch

Invengen[®] Rinderperikard-Gewebepflaster werden mit Glutaraldehyd nach einem geschützten Fixierungsverfahren quervernetzt, wodurch die natürlichen Kollagenstrukturen erhalten bleiben. Durch die Fixierungsbehandlung wird die mechanische Festigkeit des Gewebes verbessert, während seine überragende Flexibilität sowie seine weichen und geschmeidigen Eigenschaften erhalten bleiben.

Die Vorteile

- Hochflexible und langlebig.
- Ausgezeichneter Verschluss um die Nähte umstopp die Blutung.
- Lässt sich leicht auf die gewünschte Grösse und Form zuschneiden.
- Minimale Spülung während des Eingriffs



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Einheit
XM-04	Bovine Pericardial Tissue Patch,	0.6 cm x 8 cm	1 Stk./Box
XM-05	Bovine Pericardial Tissue Patch,	0.8 cm x 8 cm	1 Stk./Box
XM-06	Bovine Pericardial Tissue Patch,	1 cm x 6 cm	1 Stk./Box
XM-14	Bovine Pericardial Tissue Patch,	4 cm x 4 cm	1 Stk./Box
XM-18	Bovine Pericardial Tissue Patch,	5 cm x 10 cm	1 Stk./Box
XM-21	Bovine Pericardial Tissue Patch,	7 cm x 10 cm	1 Stk./Box

*** Weitere diverse Grössen auf Anfrage

Das Rohmaterial stammt aus Schlachthöfen, die sich in Ländern befinden, die von der OIE als BSE/TSE-unbedenklich eingestuft wurden, und ist vollständig rückverfolgbar.