

UNSER HERZBLUT...



FUMALEN®

NAHTMATERIAL
FÜR HERZKLAPPEN

FUMEDICA 

Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovatives Nahtmaterial von FUMEDICA

Die Vorteile

- Einfache Fadenentnahme durch optimierte Verpackung
- Oberflächenmodifizierte Nadel
- Ovale Pledgets aus Teflon
- Optimale Gleitfähigkeit und Knotenstabilität durch überarbeitetes Polyester
- entweder beschichtet (**C**oated)
- oder unbeschichtet (**N**on Coated)



Basis-Sortiment

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Pledget/ Nadeltyp	Verpackung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
H	17	2 - 0	75	2	3	H17-2723 C	H17-2723 N
H	17	2 - 0	75	2	4	H17-2724 C	H17-2724 N
H	17	2 - 0	75	2	8	H17-2728 C	H17-2728 N
H	26	2 - 0	90	2	3	H26-0923 C	H26-0923 N
H	26	2 - 0	90	2	4	H26-2924 C	H26-2924 N
H	26	2 - 0	90	2	8	H26-2928 C	H26-2928 N

Die hier angegebenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden-Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Bestellnummer

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Nadeltyp/Pledget	Verpackung	Faden- Typ
H = ½ Kreis Nadel HD = ¾ Kreis Nadel	17 = 17 mm 20 = 20 mm 26 = 26 mm	0 = 0 2 = 2 - 0 3 = 3 - 0	7 = 75 cm 9 = 90 cm	0 = taper point ohne Pledget 1 = taper cut ohne Pledget 2 = taper point mit Pledget 3 x 6 mm 3 = taper cut mit Pledget 3 x 6 mm	3 = 36 einzelne Fäden grün 4 = 10 Folien à 4 Fäden 2 x grün, 2 x weiss 8 = 10 Folien à 8 Fäden 4 x grün, 4 x weiss	C oated N on coated

Deutschland / International

Fumedica Medizintechnik GmbH

Lotzenäcker 17

D-72379 Hechingen

Tel. +49 (0)7471 920 00 50

Fax. +49 (0)7471 920 00 52

Internet www.fumedica.de

E-Mail fumedica@fumedica.de

Schweiz

Fumedica AG

Luzernerstrasse 91

CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 91 00

Fax. +41 (0)56 675 91 09

Internet www.fumedica.ch

E-Mail fumedica@fumedica.ch

