

UNSER HERZBLUT...



FUMALEN[®]

NAHTMATERIAL
FÜR HERZKLAPPEN

Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovatives Nahtmaterial von FUMEDICA

Die Vorteile

- Einfache Fadentnahme durch optimierte Verpackung
- Oberflächenmodifizierte Nadel
- Ovale Pledgets aus Teflon
- Optimale Gleitfähigkeit und Knotenstabilität durch überarbeitetes Polyester
- entweder beschichtet (Coated)
- oder unbeschichtet (Non Coated)



Basis-Sortiment

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Pledget/ Nadeltyp	Verpackung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
H	17	2-0	75	2	3	H17-2723 C	H17-2723 N
H	17	2-0	75	2	4	H17-2724 C	H17-2724 N
H	17	2-0	75	2	8	H17-2728 C	H17-2728 N
H	26	2-0	90	2	3	H26-0923 C	H26-0923 N
H	26	2-0	90	2	4	H26-0924 C	H26-0924 N
H	26	2-0	90	2	8	H26-0928 C	H26-0928 N

Die hier angegebenen Größen und Kombinationen stellen nur eine Auswahl der lieferbaren Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden-Kombinationen nach individueller Vorgabe.

Bestellnummer

Nadelbiegung	Nadellänge mm	USP	Fadenlänge cm	Pledget/ Nadeltyp	Verpackung	Fadentyp
H = ½ Kreis Nadel HD = ¾ Kreis Nadel	17 = 17mm 20 = 20mm 26 = 26mm	0 = 0 2 = 2-0 3 = 3-0	7 = 75 cm 9 = 90 cm	0 = taper point ohne Pledget 1 = taper cut ohne Pledget 2 = taper point mit Pledget 3 x 6mm 3 = taper cut mit Pledget 3 x 6mm	3 = 36 einzelne Fäden grün 4 = 10 Folien à 4 Fäden 2 x grün, 2 x weiss 8 = 10 Folien à 8 Fäden 4 x grün, 4 x weiss	Coated Non coated

Germany / International

Fumedica Medizintechnik GmbH
Ziegelwasen 4
D-72336 Balingen
Phone +49 (0)7471 920 00 50
Fax +49 (0)7471 920 00 52
Internet www.fumedica.de
E-Mail fumedica@fumedica.de

Switzerland

Fumedica AG
Luzernerstrasse 91
CH-5630 Muri
Phone +41 (0)56 675 91 00
Fax +41 (0)56 675 91 09
Internet www.fumedica.ch
E-Mail fumedica@fumedica.ch

