


# UNSER HERZBLUT...



TEFLON PLEDGETS

FÜR HERZ- UND  
GEFÄßCHIRURGIE

# Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovatives Teflonmaterial von FUMEDICA

Pledgets, Teflon, steril verpackt

## Die Vorteile

- Hochreines Teflon
- Speziell konditioniert
- Deutlich weniger Fusselbildung
- Sehr flexibel
- **Individuelle Größen können angefertigt werden**



## Anwendungsbereiche

zur Protektion von Gewebe und Faden bei

- Apexnaht nach transapikaler TAVI
- AKE, Aortendissektion
- Tabaksbeutelnaht nach Kanülierung der A. Femoralis etc.

Bezeichnung	Grösse	Stk. / Pouch	Pouch / Box	Bestellnummer
Pledget medium oval, gelocht, steril	3 x 6 mm	6	12	<b>PL002</b>
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	4,5 x 6 mm	6	12	<b>PL006</b>
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	4,5 x 9 mm	6	12	<b>PL010</b>
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	8 x 13 mm	6	12	<b>PL012</b>
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	20 x 100 mm	1	6	<b>PL025</b>
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	15 x 150 mm	1	6	<b>PL030</b>

Softline = 0,7 mm Dicke      medium = 1,2 mm Dicke

### Deutschland / International

Fumedica Medizintechnik GmbH  
Ziegelwasen 4  
D-72336 Balingen  
Tel. +49 (0)7471 920 00 50  
Fax. +49 (0)7471 920 00 52  
Internet [www.fumedica.de](http://www.fumedica.de)  
E-Mail [fumedica@fumedica.de](mailto:fumedica@fumedica.de)

### Schweiz

Fumedica AG  
Luzernerstrasse 91  
CH-5630 Muri  
Tel. +41 (0)56 675 91 00  
Fax. +41 (0)56 675 91 09  
Internet [www.fumedica.ch](http://www.fumedica.ch)  
E-Mail [fumedica@fumedica.ch](mailto:fumedica@fumedica.ch)

