


# UNSER HERZBLUT...



**INNOVATIVER  
STERNUMDRAHT**


**FUMEDICA** 

# Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovative Sternotomiedrähte von FUMEDICA

## Die Nadel...

... hat eine Spezialbohrung und somit eine optimierte Verbindung und eine höhere Kantenflexibilität



## Der «Starke Draht»...

... hat eine deutlich grössere Oberfläche und Zugfestigkeit und minimiert die Gefahr des Einschneidens in die Knochenstruktur

## Der «Biegsame Draht»...

... ist deutlich biegsamer als Standarddraht\*

- Verbesserte Flexibilität
- Distanzfreie Cerclage
- Weniger Sternum-Dehizensenz

\* im Vergleich zu einem normalen Draht mit gleichem Durchmesser



## Spezialdrähte extra flexibel, Nadel FBX48, steril verpackt

Drahtstärke USP	Drahtlänge* cm	Drähte je Einzelpack	Anzahl Einzelpack per Box	Bestell-Nr.
7	45	1	12	<b>KS1-745-1</b>
7	45	4	12	<b>KS1-745-4</b>
7	45	5	12	<b>KS1-745-5</b>
7	45	6	12	<b>KS1-745-6</b>
7	45	8	12	<b>KS1-745-8</b>

## Spezialdrähte extra flexibel, Nadel FB48, steril verpackt

9	45	1	12	<b>KDS4-945-1</b>
9	45	4	12	<b>KDS4-945-4</b>

\*Auf Wunsch auch in anderen Längen und/oder mit anderen Nadeln erhältlich.

Deutschland / International

**Fumedica Medizintechnik GmbH**

Lotzenäcker 17

D-72379 Hechingen

Tel. +49 (0)7471 920 00 50

Fax. +49 (0)7471 920 00 52

Internet [www.fumedica.de](http://www.fumedica.de)

E-Mail [fumedica@fumedica.de](mailto:fumedica@fumedica.de)

Schweiz

**Fumedica AG**

Luzernerstrasse 91

CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 91 00

Fax. +41 (0)56 675 91 09

Internet [www.fumedica.ch](http://www.fumedica.ch)

E-Mail [fumedica@fumedica.ch](mailto:fumedica@fumedica.ch)

