


# UNSER HERZBLUT...



INNOVATIVER  
STERNUMDRAHT  
DOPPELTARMIERT

# Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovative Sternotomiedrähte von FUMEDICA

## Indikation...

- Re-Verdrahtung
- Partielle Sternotomie



## Die Vorteile...

- kein zeitaufwendiges Freipräparieren nötig, da aufgrund 2er Nadeln eine circumferente Vorgehensweise entfällt
- und auch nach partieller Sternotomie wird der Sternotomieverschluss deutlich vereinfacht

**Spezialdrähte** extra flexibel, doppeltarmiert, mit kleinen Nadeln (2 x FB40), steril verpackt

Drahtstärke USP	Drahtlänge* cm	Drähte je Einzelpack	Anzahl Einzelpack per Box	Bestellnummer
7	45	1	12	<b>2KS4-745-1</b>
7	45	4	12	<b>2KS4-745-4</b>

**Spezialdrähte** extra flexibel, doppeltarmiert, mit normal großen Nadeln (2 x FB48), steril verpackt

Drahtstärke USP	Drahtlänge* cm	Drähte je Einzelpack	Anzahl Einzelpack per Box	Bestellnummer
7	45	1	12	<b>2KS1-745-1</b>
7	45	4	12	<b>2KS1-745-4</b>

### Deutschland / International

Fumedica Medizintechnik GmbH  
Ziegelwasen 4  
D-72336 Balingen  
Tel. +49 (0)7471 920 00 50  
Fax. +49 (0)7471 920 00 52  
Internet [www.fumedica.de](http://www.fumedica.de)  
E-Mail [fumedica@fumedica.de](mailto:fumedica@fumedica.de)

### Schweiz

Fumedica AG  
Luzernerstrasse 91  
CH-5630 Muri  
Tel. +41 (0)56 675 91 00  
Fax. +41 (0)56 675 91 09  
Internet [www.fumedica.ch](http://www.fumedica.ch)  
E-Mail [fumedica@fumedica.ch](mailto:fumedica@fumedica.ch)

