


UNSER HERZBLUT...



**INNOVATIVER
STERNUMDRAHT
DOPPELTARMIERT**

FUMEDICA 

Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovative Sternotomiedrähte von FUMEDICA

Indikation...

- Re-Verdrahtung
- Partielle Sternotomie



Die Vorteile...

- kein zeitaufwendiges Freipräparieren nötig, da aufgrund 2er Nadeln eine circumferente Vorgehensweise entfällt
- und auch nach partieller Sternotomie wird der Sternumverschluss deutlich vereinfacht

Spezialdrähte extra flexibel, doppeltarmiert, mit **kleinen** Nadeln (2 x FB40), steril verpackt

Drahtstärke USP	Drahtlänge cm	Drähte je Einzelpack	Anzahl Einzelpack per Box	Bestellnummer
7	45	1	12	2KS4-745-1
7	45	4	12	2KS4-745-4

Spezialdrähte extra flexibel, doppeltarmiert, mit **normal großen** Nadeln (2 x FB48), steril verpackt

Drahtstärke USP	Drahtlänge cm	Drähte je Einzelpack	Anzahl Einzelpack per Box	Bestellnummer
7	45	1	12	2KS1-745-1
7	45	4	12	2KS1-745-4

Deutschland / International

Fumedica Medizintechnik GmbH

Lotzenäcker 17

D-72379 Hechingen

Tel. +49 (0)7471 920 00 50

Fax. +49 (0)7471 920 00 52

Internet www.fumedica.de

E-Mail fumedica@fumedica.de

Schweiz

Fumedica AG

Luzernerstrasse 91

CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 91 00

Fax. +41 (0)56 675 91 09

Internet www.fumedica.ch

E-Mail fumedica@fumedica.ch

