# UNSER HERZBLUT...



STERNUM-DOPPELDRÄHTE AUS EDELSTAHL UND TITAN



# Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovative Sternotomiedrähte von FUMEDICA



#### **Die Vorteile**

- Hohe Bruchsicherheit an der Verdrillung
- Große Auflageoberfläche im Sternum
- Reverse-cutting Nadel (<sup>3</sup>/<sub>8</sub> Kreis) erzeugt optimalen Stichkanal
- Einfache Anwendung mit Twister

#### Doppeldrähte aus Edelstahl, Nadel DS 48, steril verpackt

<b>Drahtstärke</b> USP	<b>Drahtlänge</b> cm	<b>Drähte</b> je Einzelpack	<b>Anzahl Einzelpack</b> per Box	Bestellnummer
7	2 x 30	1	12	DS4-770-1
7	2 x 30	2	12	DS4-770-2
7	2 x 30	3	12	DS4-770-3

## Doppeldrähte aus Titan, Nadel DS 48, steril verpackt

<b>Drahtstärke</b> USP	<b>Drahtlänge</b> cm	<b>Drähte</b> je Einzelpack	Anzahl Einzelpack per Box	Bestellnummer
7	2 x 30	1	12	TDS4-770-1
7	2 x 30	2	12	TDS4-770-2
7	2 x 30	3	12	TDS4-770-3

## Twister zur Verdrillung der Doppeldrähte



Bestellnummer
S4 -100

Deutschland / International

#### **Fumedica Medizintechnik GmbH**

Lotzenäcker 17 D-72379 Hechingen

Tel. +49 (0)7471 920 00 50 Fax. +49 (0)7471 920 00 52 Internet www.fumedica.de E-Mail fumedica@fumedica.de Schweiz

#### **Fumedica AG**

Luzernerstrasse 91 CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 91 00 Fax. +41 (0)56 675 91 09 Internet www.fumedica.ch E-Mail fumedica@fumedica.ch

